

# breciform D



Precisione e convenienza

# breciform D Cucchiai da impronta

## Alla base del successo

La scelta del cucchiaio è di rilevante importanza per la qualità dell'impronta. Quest'esperienza pratica è stata confutata da una ricerca scientifica condotta all'Università di Basel.

Il cucchiaio da impronta breciform D ha ottenuto risultati notevolmente migliori rispetto al cucchiaio in metallo od a quello individuale.

In particolare in implantologia, la precisione dell'impronta è un requisito fondamentale, poichè le conseguenze di impronte imprecise possono accrescere i tempi di realizzazione del manufatto protesico, sia per la separazione di lavori finiti, sia per un lungo e difficile lavoro di adattamento passivo.

## La precisione affermata scientificamente



Uno studio condotto dall'Università di Basel ha prodotto i seguenti risultati:

„Venivano evidenziate differenze tra i diversi tipi di cucchiai sia nella misurazione delle distanze tra i pilastri come nel diametro del moncone. Il cucchiaio in metallo fornisce i risultati più imprecisi. Il cucchiaio in plastica della bredent raggiunge, nella maggior parte dei casi, il miglior risultato, mentre il cucchiaio individuale ottiene in base alla costanza dei valori raggiunti, la 2° posizione in graduatoria.“ \*

\*Dissertazione della Clinica Universitaria per l'Odontoiatria dell'Università di Basel „Cucchiai individuali a confronto con cucchiai convenzionali - Effetti sulla stabilità dimensionale dei modelli“ Gabrielle Widmer.

## Igiene ottimizzata:

Grazie ad un unico uso, viene garantita la massima igiene. Offrite questo servizio ai Vostri pazienti.

## Maggiore convenienza:

Utilizzando i cucchiai monouso, non sono più necessari lunghi e dispendiosi interventi di pulizia. La gestione del magazzino viene semplificata, non dovendo più verificare il rientro dei cucchiai. Non è più necessario realizzare il cucchiaio individuale, riducendo tempi, costi ed il numero di sedute con i pazienti.



## L'impronta finestrata in tempi brevi

La posizione degli impianti è facilmente individuabile e pertanto è possibile individualizzare il cucchiaio in modo rapido e sicuro.


# breciform D Cucchiali da impronta

Utilizzo facile, veloce e preciso




## Perfetta ergonomia

Grazie agli ampi appoggi si facilita notevolmente il lavoro durante la presa dell'impronta, migliorandone la precisione. Requisito fondamentale per la realizzazione dei modelli fedeli all'originale e ricostruzioni protesiche dall'elevata precisione.



## Piacevole per il paziente

Grazie ad un ottimale appoggio per la lingua ed a profili arrotondati si riducono completamente i disagi per il paziente. La sgradevole sensazione del freddo, tipica dei cucchiali in metallo, non viene più avvertita dal paziente.



## Con stop occlusali

Stop occlusali, a forma triangolare ed a barra, garantiscono una presa dell'impronta precisa e sicura durante l'occlusione delle arcate. Questi permettono la realizzazione del bordaggio individuale con il silicone putty soft, evitando una compressione dell'impronta.



## Adesivo breciform

Per un miglior adattamento dei materiali da impronta, applicare l'adesivo breciform, che permette in tal modo di ottenere la massima precisione.

# breciform D Cucchiaini da impronta

## Panoramica del prodotto

### Proprietà del materiale

- ▶ elevata rigidità meccanica e resistenza
- ▶ stabile nella forma ed alla pressione



### Cucchiaini da impronta breciform D - Monouso Set introduttivo

10 cucchiaini cad. per arc. sup. / arc. inf.

Dimensioni S, M, L e XL

10 Stop breciform D - forma triangolare

10 Stop breciform D- forma a barra

REF 580 UOTS S

### Cucchiaini da impronta breciform D - Monouso cad. 50 pezzi

Arc. sup. grand. S

REF 580 OK00 S

Arc. sup. grand.M

REF 580 OK00 M

Arc. sup. grand. L

REF 580 OK00 L

Arc. sup. grand. XL

REF 580 OK0 XL

### Cucchiaini da impronta breciform D - Monouso cad. 50 pezzi

Arc. inf. grand. S

REF 580 UK00 S

Arc. inf. grand. M

REF 580 UK00 M

Arc. inf. grand. L

REF 580 UK00 L

Arc. inf. grand. XL

REF 580 UK0 XL

### breciform D stop occlusali forma triangolare (sterilizzabili)

50 pezzi

REF 580 0003 6

### breciform D stop occlusali forma a barra (sterilizzabili)

50 pezzi

REF 580 0003 7

### Adesivo breciform per silicone da addizione

10 ml

REF 580 0004 0



Distributore per l'Italia:

bredent s.r.l. Via Roma 10 · 39100 Bolzano · Tel. 0471 / 469576 · Fax 0471 / 469573 · www.bredent.it · e-mail info@bredent.it

bredent  
medical